

CONTUR

PROFESSIONAL



ЛИКВИД

КИСЛОТНЫЙ РЕМУВЕР НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛИЕВОЙ И МОЛОЧНОЙ КИСЛОТ, pH 4,5–5,0.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО УМЕНЬШЕНИЯ ИЛИ ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ ПИГМЕНТА ИЗ КОЖИ. БЕЗОПАСЕН И ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, А ТАКЖЕ ДЕЛИКАТНО И ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯЕТ ПИГМЕНТ С ЛЮБЫХ ЗОН, ВКЛЮЧАЯ БРОВИ, ВЕКИ И ГУБЫ.

ЛИКВИД МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ПИГМЕНТА СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ ИЛИ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ФОРМУ.






ЛИКВИД

ТАКЖЕ УСПЕШНО СПРАВЛЯЕТСЯ СО СТАРЫМ ПИГМЕНТОМ В КОЖЕ И УДАЛЯЕТ ДАЖЕ ТЕ ОТТЕНКИ ПИГМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ УСТРАНЕНЫ ЛАЗЕРОМ, ТАКИЕ КАК БЕЛЫЙ, БЕЖЕВЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ, СИНИЙ, ЯРКО-ЖЁЛТЫЙ, ЛОСОСЁВЫЙ И ДРУГИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ИНТЕНСИВНОСТИ.

РЕМУВЕР НЕ ИЗМЕНЯЕТ ОТТЕНОК ПИГМЕНТА В КОЖЕ, А УМЕНЬШАЕТ ЕГО ИНТЕНСИВНОСТЬ ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ ИЗ ВСЕХ СЛОЁВ КОЖИ. НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ И СНИЖАЕТ РИСК РУБЦЕВАНИЯ КОЖИ.


ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



СОСТАВ

ВОДА, ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА, ЦИТРАТ НАТРИЯ, ХЛОРИД НАТРИЯ, МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ, ГЛИЦЕРИН, ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОЕ КАСТОРОВОЕ МАСЛО REG-40, КСАНТАНОВАЯ КАМЕДЬ, ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ КАМЕЛИИ, СИНЕНСИС, АЛЛАНТОИН, ГЕЛЬ ИЗ ЛИСТЬЕВ АЛОЭ БАРБАДОССКОГО (АЛОЭ ВЕРА), ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА, ФЕНОКСИЭТАНОЛ, ЭТИЛГЕКСИЛГЛИЦЕРИН. CI75470. CI42090.





ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ВНЕСЁННЫЙ В КОЖУ РЕМУВЕР РАЗРУШАЕТ СВЯЗИ ПИГМЕНТА С КЛЕТКАМИ КОЖИ. ПРОИСХОДИТ ДЕКАПСУЛЯЦИЯ ПИГМЕНТА И ЕГО ПОСТЕПЕННОЕ ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ КОЖИ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ДАННОЕ СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ УДАЛЕНИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА В ОБЛАСТИ БРОВЕЙ И ГУБ. НА ВЕКАХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ. ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ РЕМУВЕРА В ГЛАЗА И НА СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПОЛНОСТЬЮ СОВПАДАЮТ С ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ПРОЦЕДУРЕ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА:

- НАЛИЧИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ;
 - ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ;
 - ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ, ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИЕ НА СВЁРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ;
 - РАЗЛИЧНЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ;
 - ПРИЁМ РЕТИНОИДОВ;
 - БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ;
 - ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ РЕМУВЕРА.
- 



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМУВЕРА ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ СТАРОГО, НЕКОРРЕКТНОГО
ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА ИЛИ
ТАТУИРОВКИ.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 2

ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМУВЕРА НЕПОСРЕДСТВЕННО ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ НАНЕСЕНИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ КОРРЕКЦИИ: ПРИ ОШИБКАХ ФОРМЫ, ИЗБЫТОЧНОМ ЗАГЛУБЛЕНИИ, НАЛИЧИИ ЛИШНИХ ПИКСЕЛЕЙ ИЛИ ШТРИХОВ. РЕМУВЕР НАНОСИТСЯ АППЛИКАТОРОМ НА НУЖНЫЙ УЧАСТОК НА 2–3 МИНУТЫ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЁНКИ. ПОСЛЕ ЗАЖИВЛЕНИЯ ОБРАБОТАННАЯ ЗОНА СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ.

ПРОТОКОЛ РАБОТЫ

ДЛЯ РАБОТЫ НЕОБХОДИМЫ: АППАРАТ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА, КАРТРИДЖ 0,35 ММ 1RL LT-Н, ОДНОРАЗОВЫЙ КОЛПАЧОК, РЕМУВЕР «ЛИКВИД», МИКРОБРАШИ И СУХИЕ ВАТНЫЕ ДИСКИ.

ЭТАП 1

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОЦЕДУРЫ НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ КОЖУ И ОБРАБОТАТЬ ЕЁ АНТИСЕПТИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ. С УЧЁТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ АНЕСТЕЗИИ.

ЭТАП 2

3–4 ДОЗЫ РЕМУВЕРА ДОЗИРУЮТСЯ В ОДНОРАЗОВЫЙ КОЛПАЧОК, ЗАТЕМ РЕМУВЕР НАБИРАЕТСЯ В КАРТРИДЖ.

ЭТАП 3

ВНЕСЕНИЕ РЕМУВЕРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЛОТНЫМ ПЛОСКИМ ШТРИХОМ ДЛИНОЙ 7–10 ММ С НАХЛЁСТОМ 50%.

ИГЛА ПОГРУЖАЕТСЯ НА ГЛУБИНУ ЗАЛЕГАНИЯ ПИГМЕНТА — ПРИМЕРНО 1–1,5 ММ.

РАБОТА ВЕДЁТСЯ БЕЗ РАСТЯЖЕНИЯ КОЖИ И СТРОГО В ПРЕДЕЛАХ ЗОНЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПИГМЕНТА, С ТЩАТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКОЙ КАЖДОГО УЧАСТКА.





В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ КОЖА ВИЗУАЛЬНО
ОСВЕТЛЯЕТСЯ, ОДНАКО ЭТОТ ЭФФЕКТ ПРОХОДИТ В
ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ.

ДОПУСКАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ 2–4 ПРОХОДОВ.
МЕХАНИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ С
УЧЁТОМ РЕСУРСА КОЖИ КЛИЕНТА.

ВАЖНО!

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ НЕОБХОДИМО
КОНТРОЛИРОВАТЬ РЕАКЦИЮ КОЖИ. НОРМАЛЬНОЙ
СЧИТАЕТСЯ УМЕРЕННАЯ ГИПЕРЕМИЯ, ЛЁГКАЯ
ОТЁЧНОСТЬ И НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СУКРОВИЦЫ.

СУКРОВИЦУ СЛЕДУЕТ АККУРАТНО ПРОМАКИВАТЬ
СУХИМ ВАТНЫМ ДИСКОМ, НЕ ДОПУСКАЯ ТРЕНИЯ.

ЭТАП 4

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСНОВНОГО ВНЕСЕНИЯ
ПРОВОДИТСЯ АППЛИКАЦИЯ: РЕМУВЕР НАНОСИТСЯ
ЧИСТЫМ МИКРОБРАШЕМ НА ОБРАБОТАННУЮ ЗОНУ И
ВЫДЕРЖИВАЕТСЯ 2–3 МИНУТЫ БЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ
ПЛЁНКОЙ.

ЭТАП 5

ПО ИСТЕЧЕНИИ ВРЕМЕНИ ОСТАТКИ РЕМУВЕРА
УДАЛЯЮТСЯ СУХИМ ВАТНЫМ ДИСКОМ
ПРОМАКИВАЮЩИМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

КОЖА ОБРАБАТЫВАЕТСЯ АНТИСЕПТИЧЕСКИМ
РАСТВОРОМ (ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ХЛОРГЕКСИДИНА).





В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ВАЖНО ИЗБЕГАТЬ ЧРЕЗМЕРНОЙ ТРАВМАТИЗАЦИИ КОЖИ, НЕ ВЫХОДИТЬ ЗА ГРАНИЦЫ ПИГМЕНТА, НЕ ДОПУСКАТЬ ВЫРАЖЕННОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ И НЕ РАСТЯГИВАТЬ КОЖУ.

ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНИКИ ПОСЛЕ ЗАЖИВЛЕНИЯ НАБЛЮДАЮТСЯ ОСВЕТЛЕНИЕ ЗОНЫ И ПОСТЕПЕННОЕ ВЫВЕДЕНИЕ ПИГМЕНТА С ФОРМИРОВАНИЕМ ЗАЩИТНОЙ КОРОЧКИ.

КЛЮЧЕВЫМИ ПРИНЦИПАМИ РАБОТЫ ЯВЛЯЮТСЯ КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ ВНЕСЕНИЯ, ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ОРИЕНТИР НА УМЕРЕННУЮ КОЖНУЮ РЕАКЦИЮ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КОРРЕКТНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ.

КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ ЗАВИСИТ ОТ ТИПА, КОЛИЧЕСТВА, ГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ И ДАВНОСТИ ВВЕДЁННОГО В КОЖУ ПИГМЕНТА.

ДЛЯ ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ ПИГМЕНТА МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НЕСКОЛЬКО ПРОЦЕДУР. ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ НИМИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 28–30 ДНЕЙ.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 8–12 ЧАСОВ ЗОНУ УДАЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОТИРАТЬ ВАТНЫМ ДИСКОМ, СМОЧЕННЫМ ЧИСТОЙ ВОДОЙ.

ДАЛЕЕ В ТЕЧЕНИЕ 7 ДНЕЙ:

- НЕ МОЧИТЬ ОБРАБОТАННУЮ ЗОНУ;
- НЕ ПОСЕЩАТЬ БАНЮ И САУНУ;
- ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ;
- НЕ ПОВРЕЖДАТЬ СФОРМИРОВАВШУЮСЯ КОРОЧКУ.

ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ СУХОСТИ НАЧИНАЯ С 5-Х СУТОК РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАНОСИТЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ CONTUR PROFESSIONAL.

СРОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ СОСТАВЛЯЕТ 28–30 ДНЕЙ.

ПОСЛЕ ЗАЖИВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОЖИ) МОЖЕТ СОХРАНЯТЬСЯ ПОСТВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ПОКРАСНЕНИЕ.



СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ПРОДУКТОВ

1. РЕМУВЕР ЛИКВИД

2. КАРТРИДЖИ

3. ОБОРУДОВАНИЕ

STING MINI

STING

4. ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ

